

Автоклавы от 45 до 307 л

ДИА•М
современная лаборатория



Вертикальные и горизонтальные автоматические автоклавы объемом от 45 до 307 л.
Простые, удобные и надежные в работе!

Вертикальные автоклавы
с механической крышкой,
серия FW



- Температура – до 130 °С
- 1 программа стерилизации при 121 °С
- Автоматическая подача воды
- Компактный размер

Вертикальные автоклавы
с автоматической крышкой,
серия AD



- Температура – до 135 °С
- 5 программ стерилизации
- Автоматическая подача воды

Вертикальные автоклавы
с механической крышкой больших
объемов, серия AC




- Температура – до 130 °С
- 1 программа стерилизации, 121 °С
- Ручное заполнение водой
- Электрика смонтирована в отдельном отсеке (слева)

Шланги для подключения к водопроводу и резервуар для автономной работы в комплекте
Датчик уровня воды

Модель	Объем камеры, л	Размеры камеры, ДхВ, мм
FW45	45	300x650
FW60	62	350x650
FW80	81	400x650
FW100	103	450x650

Модель	Объем камеры, л	Размеры камеры, ДхВ, мм
AD60	62	350x650
AD80	81	400x650
AD100	106	400x850

Модель	Объем камеры, л	Размеры камеры, ДхВ, мм
AC150	151	500x770
AC200	200	600x710
AC300	307	700x800



Манометр



Бутылка для сброса пара



Резервуар для автономной работы



ЖК дисплей


Горизонтальные автоклавы класса В, серии ТВ и ML



Контроллер



Замок на двери



Полка



Замок на двери



Контроллер



HEPA фильтр

Все процессы автоматизированы: подача воды – предварительный вакуум – нагрев – стерилизация – вакуумная сушка

- Температура – до 135 °С
- 2 программы стерилизации при 121 °С и 135 °С
- Возможно подключение к водопроводу или баку для автономной работы

- Температура – до 132 °С
- 5 программ стерилизации
- Требуют подключения к водопроводу
- Водяной насос для охлаждения

Модель	Объем камеры, л	Размеры камеры, ДхВ, мм
ТВ30	30	320x400
ТВ40	40	320x500
ТВ50	50	360x500
ТВ60	60	360x600

Модель	Объем камеры, л	Размеры камеры, ДхВ, мм
ML70	70	450x520
ML100	100	415x750
ML120	120	415x900
ML200	200	505x1025

ООО «Диаэм»

Москва
ул. Магаданская, д. 7, к. 3 ■ тел./факс: (495) 745-0508 ■ sales@dia-m.ru

www.dia-m.ru

С.-Петербург
+7 (812) 372-6040
spb@dia-m.ru

Новосибирск
+7(383) 328-0048
nsk@dia-m.ru

Воронеж
+7 (473) 232-4412
vrn@dia-m.ru

Йошкар-Ола
+7 (927) 880-3676
nba@dia-m.ru

Красноярск
+7(923) 303-0152
krsk@dia-m.ru

Казань
+7(843) 210-2080
kazan@dia-m.ru

Ростов-на-Дону
+7 (863) 303-5500
rnd@dia-m.ru

Екатеринбург
+7 (912) 658-7606
ekb@dia-m.ru

Кемерово
+7 (923) 158-6753
kemerovo@dia-m.ru

Армения
+7 (094) 01-0173
armenia@dia-m.ru

