


Agilent

Лучшие решения для жидкостной хроматографии

Оборудование **Agilent** не только пользуется особым доверием пользователей как самое надежное и высококачественное, но и является стандартом, на который равняются другие производители жидкостных хроматографов. **Agilent** - это больше, чем просто приборы, это - уверенность в результатах!

Для рутинных анализов и для обучения - Agilent 1220 Infinity II Самый недорогой, самый надежный и простой.

Agilent 1220 Infinity II – «рабочая лошадка» сочетает в себе высокое качество, надежность и производительность с минимальной стоимостью – вы платите только за то, чем будете пользоваться! Несмотря на то, что данная модель является младшей в линейке ВЭЖХ-систем **Agilent**, в ней используются те же технологии и расходные материалы, что и в старшей модели. Это единственная модель, которая была создана для использования в мобильных лабораториях - ей абсолютно не страшна тряска, так как специально спроектированный компактный корпус защищает ее.



Основные преимущества:

- несколько моделей - от самой простой с ручным вводом и УФ-детектором, до самой продвинутой с УФ-детектором с диодной матрицей и автоматическим устройством ввода жидких проб;
- совместима со всеми модулями старшей модели **Agilent 1260 Infinity II**;
- подходит для учебных заведений;
- подходит для мобильных лабораторий.

Модельный ряд

G4288C	Макс. 400 бар, двухканальный насос с градиентом низкого давления, кран ручного ввода пробы, без термостата колонок, УФ-детектор с переменной длиной волны (VWD)
G4290C	Макс. 400 бар, двухканальный насос с градиентом низкого давления, автоматическое устройство ввода пробы, термостат колонок, УФ-детектор с переменной длиной волны (VWD)
G4286B	Макс. 600 бар, изократический насос, кран ручного ввода пробы, без термостата колонок, УФ-детектор с переменной длиной волны (VWD)
G4288B	Макс. 600 бар, двухканальный насос с градиентом низкого давления, кран ручного ввода пробы, без термостата колонок, УФ-детектор с переменной длиной волны (VWD)
G4290B	Макс. 600 бар, двухканальный насос с градиентом низкого давления, автоматическое устройство ввода пробы, термостат колонок, УФ-детектор с переменной длиной волны (VWD)
G4294B	Макс. 600 бар, двухканальный насос с градиентом низкого давления, автоматическое устройство ввода пробы, термостат колонок, УФ-детектор с диодной матрицей (DAD)

Диаэм, Москва ■ ул. Магаданская, д. 7, к. 3 ■ тел./факс: 8 (800) 234-0508 ■ sales@dia-m.ru

С.-Петербург
spb@dia-m.ru

Новосибирск
nsk@dia-m.ru

Воронеж
vrn@dia-m.ru

Йошкар-Ола
nba@dia-m.ru

Красноярск
krsk@dia-m.ru

Казань
kazan@dia-m.ru

Ростов-на-Дону
rnd@dia-m.ru

Екатеринбург
ekb@dia-m.ru

Кемерово
kemeroovo@dia-m.ru

Нижний Новгород
nnovgorod@dia-m.ru



www.dia-m.ru